

Phospho-Mek1-S217 Rabbit Pab Para Wb - Q02750

Número do item: CM0000782



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo que detecta MEK1 fosforilada em Ser217. Validado para WB e ELISA com reatividade em humano, camundongo e rato. Ferramenta essencial para pesquisas da via MAPK/ERK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-MEK1-S217 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Phospho-MEK1-S217
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5604
ID do Gene	5604
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético fosforilado ao redor de S217 do MEK1 humano (NP_002746.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02750
Peso Proteico	43kDa
Envio	Saco de gelo