

Phospho-Mek1-T286 Pab De Coelho - Q02750

Número do item: CM0001739



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Phospho-MEK1-T286 validado para WB e ELISA. Detecta MEK1 humano, de rato e de camundongo fosforilado em T286. Ideal para pesquisas da via MAPK/ERK e aplicações de desenvolvimento de fármacos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-MEK1-T286 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; Phospho-MEK1-T286
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5604
GeneID	5604
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de T286 do MEK1 humano (NP_002746.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02750
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco com gelo