

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Mek1/Mek2-S217/S221 Para Wb, Ip, Elisa - Q02750/P36507

Número do item: CM0000575



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Fosfo-MEK1/MEK2 (Ser217/Ser221) validado para WB, IP, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Ideal para estudar a sinalização MAPK/ERK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Fosfo-MEK1/MEK2-S217/S221
Observações/Apelido	MEK1/MEK2; Fosfo-MEK1/MEK2-S217/S221
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5604/5605
GeneID	5604/5605
Imunogénio	Um péptido fosforilado sintético em torno de S217 & S221 de MEK1/MEK2 humano (NP_002746.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q02750/P36507
Peso Proteico	40kDa/43kDa/44kDa
Envio	Saco de Gelo