

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Mek6-S207 - P52564

Número do item: CM0001787



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosforilação, direcionado à MEK6 humana fosforilada na Serina 207, adequado para aplicações de Western blot e imunofluorescência em amostras humanas e de rato. Ideal para pesquisa em sinalização por estresse e citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Fosfo-MEK6-S207
Observações/Apelido	MEK6; MKK6; MAPKK6; PRKMK6; SAPKK3; SAPKK-3; Fosfo-MEK6-S207
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5608
GeneID	5608
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo específico para fosforilação correspondente aos resíduos ao redor da S207 da MAP2K6 humana
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P52564
Peso Proteico	37kDa
Envio	Em saco de gelo