

Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Met-Y1349 Para Wb, Elisa - P08581

Número do item: CM0000548



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Phospho-MET (Y1349) validado para WB e ELISA, reativo cruzado com humano e rato. Detecta a fosforilação do receptor do fator de crescimento de hepatócitos, essencial para o estudo das vias de sinalização do MET.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-MET-Y1349 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DA11; HGFR; AUTS9; RCCP2; c-Met; DFNB97; Phospho-MET-Y1349
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4233
GeneID	4233
Imunogénio	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético fosforilado em torno de Y1349 do MET humano (NP_000236.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P08581
Peso da Proteína	156kDa
Envio	Saco de gelo