

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Mkk3-S189+Mkk6-S207 - P46734 / P52564

Número do item: CM0001586

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para fosforilação, reconhecendo MKK3 (S189) e MKK6 (S207) fosforilados. Validado para WB, IHC-P e ELISA em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para estudos de sinalização de quinases de estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Fosfo-MKK3-S189+MKK6-S207
Observações/Apêndice	MAP2K3/MAP2K6; Fosfo-MKK3-S189+MKK6-S207
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5606/5608
ID do Gene	5606/5608
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S207 do MKK3/MKK6 humano (P46734/P52564).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P46734/P52564
Peso Proteico	36kDa/39kDa/31kDa/37kDa
Envio	Saco de Gelo