


Anticorpo Monoclonal De Coelho Fosfo-MLkl-S345 Para Wb, Ip, Elisa - Q9D2Y4

Número do item: CM0012504



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade específico para MLKL de rato fosforilado na serina 345. Ideal para Western blot, imunoprecipitação e ELISA. Explore a sinalização de necroptose e a morte celular programada induzida por TNF.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho Fosfo-MLKL-S345
Observações/Apelido	9130019I15Rik
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	197259
GeneID	74568
Imunogénio	Péptido sintético: Um péptido fosforilado sintético em torno de S441 do MLKL de rato (NP_001297542.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q9D2Y4
Peso Proteico	54kDa
Envio	Bolsa de gelo