

Phospho-MLKL-S358 Rabbit Pab - Q8Nb16

Número do item: CM0000546



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfato que visa a MLKL humana fosforilada em S358. Validado para Western blot e ELISA, reage cruzadamente com rato. Adequado para pesquisa sobre necroptose e morte celular programada.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-MLKL-S358 Rabbit pAb
Observações/Apelido	hMLKL; Phospho-MLKL-S358
Espécie	Humano
GeneID	197259
Imunogénio	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético fosforilado em torno de S358 da MLKL humana (NP_689862.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q8NB16
Peso Proteico	54kDa
Envio	Saco de gelo