


Anticorpo Policlonal De Coelho Fosfo-MLKL-S441 Para Wb E Elisa - Q9D2Y4

Número do item: CM0000594



introdução

O Anticorpo policlonal de coelho Fosfo-MLKL-S441 detecta MLKL de camundongo fosforilado na serina 441, com reatividade cruzada com humano e rato. Adequado para WB e ELISA em pesquisas de necroptose e morte celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo policlonal de coelho Fosfo-MLKL-S441
Observações/Apêndice	9130019I15Rik; Fosfo-MLKL-S441
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	197259
GeneID (Camundongo)	74568
Imunógeno	Peptídeo sintético; Um peptídeo sintético fosforilado em torno de S441 do MLKL de camundongo (NP_001297542.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9D2Y4
Peso Proteico	54kDa
Envio	Em saco de gelo