


Anticorpo Policlonal De Coelho Fosfo-Mre11 (Ser676) Para Wb - P49959

Número do item: CM0001997



introdução

O anticorpo policlonal de coelho Fosfo-MRE11 (Ser676) detecta especificamente a MRE11 humana fosforilada em Ser676 em WB. Essencial para estudos de reparo de quebra de fita dupla, manutenção de telômeros e meiose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Fosfo-MRE11 (Ser676)
Observações/Apelido	ATLD; HNGS1; MRE11A; MRE11B; Fosfo-MRE11 (Ser676)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4361
GeneID	4361
Imunogênio	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S676 da MRE11 humana (NP_005582.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P49959
Peso Proteico	81kDa
Envio	Bolsa de gelo