

Anticorpo Monoclonal De Coelho Fosfo-Mtor-S2448 Para Wb, Elisa - P42345

Número do item: CM0001272



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Fosfo-mTOR (Ser2448) para WB, ELISA. Detecta mTOR humano e de rato fosforilado em S2448, crítico para a sinalização do mTORC1. Suporta estudos de metabolismo celular e pesquisa em câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-mTOR-S2448
Observações/Apêndice	SKS; FRAP; FRAP1; FRAP2; RAFT1; RAPT1; Fosfo-mTOR-S2448
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2475
ID do Gene	2475
Imunogênio	Peptídeo Sintético Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S2448 do mTOR humano (P42345).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P42345
Peso Proteico	289kDa
Envio	Saco de Gelo