


Fosfo-Myh9-S1943 Coelho Pab - P35579

Número do item: CM0001874



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-fosfo-MYH9 (S1943) validado para WB e ELISA; reage com miosina-9 humana, de rato e de camundongo. Ideal para estudar motilidade celular, citocinese e reorganização do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-MYH9-S1943 Coelho pAb
Observações/Apelido	MHA; FTNS; EPSTS; BDPLT6; DFNA17; MATINS; NMMHCA; NMHC-II-A; NMMHC-IIA; Fosfo-MYH9-S1943
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4627
GeneID	4627
Imunogênio	Peptídeo sintético; Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S1943 da MYH9 humana (NP_002464.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35579
Peso Proteico	227kDa
Envio	Saco de gelo