

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Myl9 (Ser19) Para Wb E Elisa - P24844

Número do item: CM0001358

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-Fosfo-MYL9 (Ser19) validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para estudar a regulação contrátil do músculo liso e de células não musculares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Anti-Fosfo-MYL9-S19
Observações/Apelido	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; Fosfo-MYL9-S19
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10398
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno da S19 do MYL9 humano (NP_006088.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24844
Peso Molecular da Proteína	20kDa
Envio	Em saco de gelo