

## Fosfo-Myl9-T18/S19 Pab De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P24844

Número do item: CM0000583

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo, direcionado ao MYL9 (Thr18/Ser19) para WB, IHC-P, ELISA. Validado em humano, rato, camundongo. Para pesquisa de contratilidade de músculo liso e motilidade celular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Fosfo-MYL9-T18/S19 pAb de Coelho                                                     |
| Observações/Apelido | LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; Fosfo-MYL9-T18/S19                         |
| Espécie             | Humano                                                                               |
| GeneID (Humano)     | 10398                                                                                |
| GeneID              | 10398                                                                                |
| Imunógeno           | Um peptídeo sintético fosforilado em torno de T18 & S19 do MYL9 humano (NP_006088.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                               |
| Categoria           | Anticorpos Fosforilados                                                              |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                     |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                             |
| SWISS               | P24844                                                                               |
| Peso da Proteína    | 20kDa                                                                                |
| Envio               | Saco com gelo                                                                        |