

Fosfo-Cadeia Leve De Miosina 2-S19 Mab De Coelho Para Wb, Elisa - P24844

Número do item: CM0001147

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Fosfo-Cadeia Leve de Miosina 2-S19 (P24844) para WB, ELISA. Detecta especificamente o S19 fosforilado da Cadeia Leve de Miosina humana em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre contratilidade e citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Cadeia Leve de Miosina 2-S19 mAb de Coelho
Observações/Apelido	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; Fosfo-Cadeia Leve de Miosina 2-S19
Espécie	Humano
ID do Gene	10398
Imunógeno	Um peptídeo sintético fosforilado em torno do S19 da Cadeia Leve de Miosina humana (NP_006088.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24844
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Saco com gelo