

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Miosina Cadeia Leve 2-T18 - P24844

Número do item: CM0001915

introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Fosfo-Miosina Cadeia Leve 2 (T18) para WB e ELISA. Específico para MYL9/MLC2 fosforilado humano, crítico para pesquisa de contratilidade de músculo liso e células não musculares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Fosfo-Miosina Cadeia Leve 2-T18
Observações/Apêndice	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; Fosfo-Miosina Cadeia Leve 2-T18
Espécie	Humano
GenelD	10398
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de T18 da Miosina Cadeia Leve 2 humana (NP_006088.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P24844
Peso Proteico	20kDa
Envio	Saco de gelo