

Mab De Coelho Phospho-Myosin Light Chain 2-T18/S19 - P24844

Número do item: CM0001200

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico direcionado à cadeia leve 2 de miosina em Thr18/Ser19. Validado para WB e ELISA em amostras humanas. Ideal para pesquisa sobre contratilidade do músculo liso, citocinese e locomoção celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho Phospho-Myosin Light Chain 2-T18/S19
Observações/Apelido	LC20; MLC2; MRLC1; MYRL2; MLC-2C; MMIHS4; Phospho-Myosin Light Chain 2-T18/S19
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	10398
GeneID	10398
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de T18/S19 da cadeia leve 2 de miosina humana (NP_006088.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P24844
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Saco de gelo