


Pab De Coelho Phospho-Na⁺/K⁺-Atpase-S16 Para Wb - P05023

Número do item: CM0001352



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que detecta a subunidade alfa-1 da Na⁺/K⁺-ATPase fosforilada em Ser16. Adequado para WB e ELISA, tem reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Para pesquisa de transporte iônico e distúrbios neurológicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Phospho-Na ⁺ /K ⁺ -ATPase-S16 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CMT2DD; HOMGSMR2; Phospho-Na ⁺ /K ⁺ -ATPase-S16
Espécie	Humano
ID do Gene	476 (ATP1A1)
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S16 da Na ⁺ /K ⁺ -ATPase humana (NP_000692.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05023
Peso da Proteína	113kDa
Envio	Bolsa de gelo