

Fosfo-Nedd4L-S448 Pab De Coelho Para Wb, Elisa - Q96Pu5

Número do item: CM0000525



introdução

Fosfo-NEDD4L-S448 pAb de Coelho detecta NEDD4L endógeno fosforilado em Ser-448. Validado para WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para investigar vias de ubiquitinação e regulação de canais iônicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-NEDD4L-S448 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RSP5; PVNH7; NEDD4-2; NEDD4.2; hNEDD4-2; Fosfo-NEDD4L-S448
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23327
ID do Gene	23327
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético fosforilado em torno de S448 de NEDD4L humano (NP_001138439.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96PU5
Peso da Proteína	112kDa
Envio	Saco com gelo