


## Phospho-Nf-Kb P65/Rela-S529 Pab De Coelho Para Wb, Elisa - Q04206

Número do item: CM0000636



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico para NF-kB p65 (RelA) que detecta a fosforilação em Ser529; validado para WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato; para estudos de inflamação e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Phospho-NF-kB p65/RelA-S529 pAb de coelho                                                                                       |
| Observações/Apelido | p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-S529                                                                          |
| Espécie             | Humano                                                                                                                          |
| ID do Gene (Humano) | 5970                                                                                                                            |
| ID do Gene          | 5970                                                                                                                            |
| Imunógeno           | Pepídeo sintético - Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da posição S529 da proteína NF-kB p65/RelA humana (NP_068810.3). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpos Fosforilados                                                                                                         |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                        |
| SWISS               | Q04206                                                                                                                          |
| Peso da Proteína    | 60kDa                                                                                                                           |
| Transporte          | Bolsa de gelo                                                                                                                   |