


Anticorpo Monoclonal De Coelho Phospho-Nf-Kb P65/Rela-S536 Para Wb, Elisa - Q04206

Número do item: CM0001649



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico direcionado ao NF-kB p65/RelA humano fosforilado em Ser536. Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudar a sinalização de NF-kB em inflamação, imunidade e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-NF-kB p65/RelA-S536 Rabbit mAb
Observações/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-S536
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5970
GeneID	5970
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S536 do NF-kB p65/RelA humano (NP_068810.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q04206
Peso da Proteína	60 kDa
Envio	Bolsa de gelo