


Pab De Coelho Anti-Fosfo-Nf-Kb P65/Rela-S536 - Q04206

Número do item: CM0001489



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico que detecta NF-kB p65 fosforilado na serina 536. Validado para WB, IHC-P e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre sinalização de NF-kB e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-Fosfo-NF-kB p65/RelA-S536
Observações/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Fosfo-NF-kB p65/RelA-S536
Espécie	Humana
GeneID	5970 (Humano)
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q04206
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Bolsa de gelo