


Anticorpo Policlonal De Coelho Contra Fosfo-Nf-Kb P65/Rela (Ser468) Para Wb, Elisa - Q04206

Número do item: CM0001905



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado a NF-κB p65/RelA em Ser468. Validado para WB e ELISA em amostras humanas e de rato. Ideal para estudos de sinalização de NF-κB, inflamação e vias de regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-NF-κB p65/RelA-S468 pAb de Coelho
Observações/Apelido	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-κB p65/RelA-S468
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5970
GeneID	5970
Imunôgeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S468 da Fosfo-NF-κB p65/RelA-S468 humana (NP_001138610.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q04206
Peso da Proteína	60 kDa
Envio	Bolsa de gelo