


Pab De Coelho Phospho-Nf-Kb P65/Rela-T505 - Q04206

Número do item: CM0001625



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfoespecífico direcionado a NF-kB p65/RelA fosforilado em Thr505. Validado para western blot e ELISA com amostras humanas. Adequado para pesquisa de sinalização de NF-kB, inflamação e imunidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho Phospho-NF-kB p65/RelA-T505
Observações/Apelido	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Phospho-NF-kB p65/RelA-T505
Espécie	Humana
GeneID (humano)	5970
GeneID	5970
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q04206
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Bolsa de gelo