


Anticorpo Monoclonal De Coelho Phospho-Nf-Kb2-S866 Para Wb, Elisa - Q00653

Número do item: CM0000964



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico contra NF-κB2 (p100/p52) fosforilado em S866, validado para WB e ELISA. Detecta p100/p52 endógeno; tem reatividade cruzada com camundongo. Essencial para pesquisas da via não canônica de NF-κB e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-NF-κB2-S866 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; Phospho-NF-κB2-S866
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4791
GeneID	4791
Imunógeno	Peptídeo sintético Peptídeo fosforilado sintético ao redor de S866 do Phospho-NF-κB2-S866 humano (NP_001070962.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q00653
Peso da Proteína	97kDa
Envio	Bolsa de gelo