

Phospho-Nf2-S518 Coelho Pab - P35240

Número do item: CM0000509



introdução

O anticorpo policlonal de coelho Phospho-NF2-S518 detecta níveis endógenos de NF2/Merlin fosforilada na serina 518. Validado para WB, IHC-P e ELISA em amostras humanas, de rato e de camundongo, apoiando a pesquisa do supressor tumoral e da via de sinalização Hippo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-NF2-S518 Coelho pAb
Observações/Apelido	ACN; SCH; BANF; merlin-1; Phospho-NF2-S518
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4771
GeneID	4771
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno da S518 da NF2 humana (NP_000259.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35240
Peso Proteico	70kDa
Envio	Saco de gelo