


Phospho-Nfkb1-S337 Rabbit Polymab® Para Wb - P19838

Número do item: CM0001039



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra NFKB1 fosforilado (Ser337), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para estudar a sinalização NF-κB em inflamação e imunidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-NFKB1-S337 Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	KBF1; EBP-1; NF-κB; CVID12; NF-κB1; NFKB-p50; NFκappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4790
ID do Gene	4790
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético fosforilado em torno de S337 de NFKB1 humano (NP_001158884.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P19838
Peso da Proteína	50kDa/105kDa
Envio	Saco com gelo