

Anticorpo Policlonal De Coelho Fosfo-Nfkb1-S907 Para Western Blot - P19838

Número do item: CM0001801



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico NFKB1 (pS907) de alta qualidade validado para detecção por Western blot do NF-kappa-B p105/p50 fosforilado humano. Ideal para pesquisa em sinalização de inflamação, imunidade e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Fosfo-NFKB1-S907
Observações/Apelido	KBF1, EBP-1, NF-kB, CVID12, NF-kB1, NFKB-p50, NfKappaB, NF-kappaB, NFKB-p105, NF-kappa-B1, NF-kappabeta, Fosfo-NFKB1-S907
Espécie	Humano
ID do Gene	4790
Imunógeno	Um peptídeo fosfo-específico correspondente aos resíduos ao redor da S907 do NFKB1 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB (Western Blot)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P19838
Peso Molecular da Proteína	105 kDa
Envio	Em saco de gelo