

Phospho-Nfkb1-S927 Rabbit Pab Para Wb, Elisa - P19838

Número do item: CM0001388



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para NFKB1 fosforilado (Ser927). Adequado para Western blot e ELISA com amostras humanas. Uma ferramenta valiosa para o estudo da sinalização NF-kappa-B em pesquisas sobre inflamação, imunidade e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-NFKB1-S927 Rabbit pAb
Observações/Apelido	KBF1; EBP-1; NF-kB; CVID12; NF-kB1; NFKB-p50; NFKappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; Phospho-NFKB1-S927
Espécie	Humano
GeneID	4790
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético fosforilado em torno de S927 de NFKB1 humano (NP_001158884).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P19838
Peso Proteico	105kDa
Envio	Saco de gelo