

Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Nmdar1-S896 Para Wb, Elisa - Q05586

Número do item: CM0000754



introdução

O Phospho-NMDAR1-S896 Rabbit pAb detecta especificamente o receptor ionotrópico de glutamato NMDA 1 fosforilado na serina 896 em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para aplicações de Western blot (WB) e ELISA em pesquisa em neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-NMDAR1-S896 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NR1; MRD8; GluN1; NMDA1; DEE101; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDAR1; Phospho-NMDAR1-S896
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2902
ID do Gene	2902
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da posição S896 da NMDAR1 humana (NP_015566.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q05586
Peso da Proteína	105kDa
Remessa	Saco de gelo