


## Fosfo-P38 Mapk-T180 Pab De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16539

Número do item: CM0001483



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para p38 MAPK fosforilada (Thr180). Adequado para WB, IHC-P, ELISA; reage cruzadamente com MAPK14 humano, de camundongo e rato. Ideal para estudar sinalização de cinases ativadas por estresse e vias inflamatórias.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Fosfo-p38 MAPK-T180 pAb de Coelho                                                                     |
| Observações/Apelido | RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; Fosfo-p38 MAPK-T180 |
| Espécie             | Humano                                                                                                |
| GeneID (Humano)     | 1432                                                                                                  |
| GeneID              | 1432                                                                                                  |
| Imunógeno           | Um peptídeo fosforilado sintético em torno de T180 de MAPK humana (NP_620581.1)                       |
| Fonte               | Coelho                                                                                                |
| Categoria           | Anticorpos Fosforilados                                                                               |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                      |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                              |
| SWISS               | Q16539                                                                                                |
| Peso da Proteína    | 41kDa                                                                                                 |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                          |