


Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-P38 Mapk-T180/Y182 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q15759/P53778/O15264/Q16539

Número do item: CM0001968



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que detecta T180/Y182 fosforilado de p38 MAPK humano. Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA em humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa da via MAPK e resposta ao estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-p38 MAPK-T180/Y182 Rabbit pAb
Observações/Alíase	MAPK14; CSBP; CSBP1; CSBP2; CSPB1; EXIP; Mxi2; PRKM14; PRKM15; RK; SAPK2A; p38; p38ALPHA; p38 MAPK; Phospho-p38 MAPK-T180/Y182
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1432
ID do Gene	5600/6300/5603/1432
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15759/P53778/O15264/Q16539
Peso Proteico	29kDa/34kDa/35kDa/41kDa
Envio	Saco de gelo