


Mab De Coelho Anti-Fosfo-P53-S33 Para Wb, Elisa - P04637

Número do item: CM0001629



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à fosfo-p53 na serina 33. Validado para Western blot e ELISA, reage especificamente com a p53 humana. Adequado para pesquisa de apoptose, ciclo celular e biomarcadores de câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-Fosfo-p53-S33
Observações/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Fosfo-p53-S33
Espécie	Humana
ID do Gene	7157
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da S33 da Fosfo-p53 humana (S33) (NP_000537.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P04637
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Bolsa de gelo