


Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-P53-S367 Para Wb E Elisa - P04637

Número do item: CM0001420



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfoespecífico contra p53 fosforilado em Ser367, validado para Western blot (WB) e ELISA. Ideal para estudar a sinalização do p53 humano, apoptose e supressão tumoral na pesquisa do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-p53-S367 Rabbit pAb
Observações/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMF55; TRP53; Phospho-p53-S367
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7157
GeneID	7157
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da região S367 do TP53 humano (NP_000537.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04637
Peso Proteico	44kDa
Transporte	Bolsa de gelo