


Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-P53-S37 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04637

Número do item: CM0001327



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfoespecífico que visa a p53 fosforilada em Ser37. Validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para humano, rato, camundongo. Ideal para estudar sinalização da p53, ciclo celular e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-p53-S37 Rabbit pAb
Observações/Apelido	P53; BCC7; LFS1; BMF55; TRP53; Phospho-p53-S37
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7157
ID do Gene	7157
Imunogénio	Um péptido fosforilado sintético em torno de S37 da p53 humana (NP_000537.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	P04637
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco de gelo