


Anticorpo Monoclonal De Coelho Phospho-P53-S376 Para Wb, Elisa - P04637

Número do item: CM0001704



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfoespecífico que detecta p53 fosforilado na serina 376. Adequado para Western blot e ELISA, reage com p53 humano e de rato. Ideal para pesquisa de apoptose, ciclo celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-p53-S376 Rabbit mAb
Observações/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S376
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7157
GeneID	7157
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da S376 do p53 humano (P04637).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P04637
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco de gelo