


Anticorpo Policlonal De Coelho Fosfo-P53-S46 Para Wb, Ip, Elisa - P04637

Número do item: CM0001303



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosforilação de p53 (Ser46) validado para WB, IP, ELISA com amostras humanas. Detecta a fosforilação do supressor tumoral p53 na Ser46, um evento-chave na apoptose induzida por dano no DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Fosfo-p53-S46
Observações/Apêndice	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Fosfo-p53-S46
Espécie	Humano
ID do Gene	7157
Imunogênio	Um peptídeo fosforilado sintético em torno da S46 do p53 humano (NP_000537.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04637
Peso Proteico	44kDa
Envio	Bolsa de Gelo