


Phospho-P53-S6 Rabbit Pab - P04637

Número do item: CM0001479



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Phospho-p53-S6 de alta especificidade validado para WB e ELISA, direcionado à p53 humana fosforilada na serina 6. Adequado para estudos de apoptose e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-p53-S6 Rabbit pAb
Observações/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-S6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7157
GeneID	7157
Imunogênio	Peptídeo Sintético Um peptídeo fosforilado sintético em torno da S6 da p53 humana (NP_000537.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04637
Peso Proteico	44kDa
Envio	