


Fosfo-P53-S9 Mab De Coelho Para Wb, Elisa - P04637

Número do item: CM0001146



introdução

O Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-p53-S9 detecta a p53 humana fosforilada na serina 9, com reatividade cruzada de mouse. Ideal para WB e ELISA em pesquisas sobre apoptose, ciclo celular e supressor de tumor.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-p53-S9 mAb de Coelho
Observações/Apelido	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Fosfo-p53-S9
Espécie	Humano
GeneID	7157
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo fosforilado sintético em torno da S9 da p53 humana (P04637)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Mouse
SWISS	P04637
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco com gelo