


Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-P53-T18 Para Wb E Elisa - P04637

Número do item: CM0001111



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Phospho-p53 (Thr18) validado para Western blot e ELISA. Detecta a proteína p53 humana, um supressor tumoral crítico envolvido na parada do ciclo celular, apoptose e reparo do DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-p53-T18 Rabbit pAb
Observações/Apelido	P53; BCC7; LFS1; BMFS5; TRP53; Phospho-p53-T18
Espécie	Humano
ID do Gene	7157
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da posição T18 da p53 humana (NP_000537.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04637
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Bolsa de gelo