


Fosfo-P70 S6 Quinase 1-T389 Coelho Pab - P23443

Número do item: CM0001849



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que detecta a p70 S6 Quinase 1 fosforilada endógena em T389. Validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para humano, rato e camundongo. Ideal para pesquisa da via mTOR e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-p70 S6 Quinase 1-T389 Coelho pAb
Observações/Apelido	S6K; P56K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alfa; S6K-beta-1; p70(S6K)-alfa; Fosfo-p70 S6 Quinase 1-T389
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6198
GeneID	6198
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno de T389 da P70S6K1 humana (NP_001258989.1?).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23443
Peso Proteico	59kDa
Envio	Saco de gelo