


Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-P70 S6 Kinase 1-T389 Para Wb, If/Icc, Elisa - P23443

Número do item: CM0000951



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosforilação que visa a p70 S6 Kinase 1 fosforilada em T389, adequado para aplicações de WB, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-p70 S6 Kinase 1-T389 Rabbit pAb
Observações/Apelido	S6K; P56K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; Phospho-p70 S6 Kinase 1-T389
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6198
GeneID	6198
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético fosforilado em torno de T389 da P70 S6K humana (NP_003152.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23443
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Saco com gelo