


Mab De Coelho Contra Fosfo-P70 S6 Quinase 1-T421/S424 Para Wb, If/Icc, Elisa - P23443

Número do item: CM0001517



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra Fosfo-p70 S6 Quinase 1-T421/S424, validado para WB, IF/ICC, ELISA, com reatividade contra humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em sinalização de mTOR, crescimento celular e tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho contra Fosfo-p70 S6 Quinase 1-T421/S424
Observações/Alíase	S6K; P56K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alfa; S6K-beta-1; p70(S6K)-alfa; Fosfo-p70 S6 Quinase 1-T421/S424
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6198
ID do Gene	6198
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de T421&S424 da Fosfo S6K1 humana (NP_001258989.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23443
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Bolsa de gelo