


Pab De Coelho Para Phospho-P70 S6 Kinase 1-T421/S424 Para Wb, Elisa - P23443

Número do item: CM0000523



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra p70 S6 Kinase 1 fosforilada (T421/S424). Validado para Western blot e ELISA. Adequado para amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização por mTOR e crescimento celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-p70 S6 Kinase 1-T421/S424 Rabbit pAb
Observações/Apelido	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; Phospho-p70 S6 Kinase 1-T421/S424
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	6198
ID do Gene	6198
Imunógeno	Peptídeo sintético Peptídeo sintético fosforilado ao redor de T421 e S424 da RPS6KB1 humana (NP_001258989.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23443
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Bolsa de gelo