


Anticorpo Monoclonal Coelho Phospho-P90Rsk (T359/S363) Para Wb - Q15418

Número do item: CM0001808



introdução

Anticorpo monoclonal coelho fosfo-específico direcionado a p90Rsk/RSK1 fosforilado em T359/S363, validado para aplicações WB, IP, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização ERK/MAPK, sobrevivência e proliferação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-p90Rsk-T359/S363 Rabbit mAb
Observações/Alias	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6195
GeneID	6195
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de T359 & S363 de p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 humano (NP_002944.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15418
Peso da Proteína	83kDa
Transporte	Bolsa de gelo