


Fosfo-P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1-S363 Rabbit Pab - Q15418

Número do item: CM0001423



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado ao p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 humano fosforilado em Ser363. Validado para WB, IP, ELISA; reação cruzada com rato. Detecta proteína de 83 kDa. Para pesquisa em sinalização de cinases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S363 Rabbit pAb
Observações/Alias	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S363
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6195
GeneID	6195
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da S363 do p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 humano (NP_002944.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q15418
Peso da Proteína	83kDa
Envio	Bolsa de gelo