


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Phospho-P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1-S380 Para Wb, Ip, Elisa - Q15418

Número do item: CM0000714



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado contra p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 na Ser380. Validado para WB, IP, ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudar sinalização MAPK/ERK, crescimento celular e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S380
Observações/Apelido	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S380
Espécie	Humano
GeneID	6195
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno da S380 do p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 humano (NP_002944.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15418
Peso Proteico	83kDa
Envio	Saco de gelo