


Phospho-P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1-T348 Pab De Coelho - Q15418

Número do item: CM0000916



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosforilação que visa o p90Rsk/RSK1 fosforilado em Thr348. Validado para Western blot e ELISA, reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar a sinalização MAPK/ERK e a proliferação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T348 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T348
Espécie	Humano
ID do Gene	6195
Imunógeno	Um peptídeo sintético fosforilado em torno de T348 de p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15418
Peso da Proteína	83kDa
Envio	Saco com gelo