


Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1-T359/S363 Para Wb, Elisa - Q15418

Número do item: CM0001165



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T359/S363 para WB e ELISA. Detecta RPS6KA1 humana fosforilada em Thr359 e Ser363, um efetor a jusante da sinalização ERK envolvido no crescimento e sobrevivência celular. Ideal para pesquisa de transdução de sinais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T359/S363 Rabbit pAb
Observações/Apelido	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T359/S363
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6195
ID do Gene	6195
Imunogénio	Peptídeo sintético (um peptídeo sintético fosforilado em redor de T359 e S363 do p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 humano, NP_002944.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q15418
Peso Proteico	83kDa
Envio	Saco de gelo