

Anticorpo Policlonale De Coelho Phospho-Pak2-S20 Para Wb & Elisa - Q13177

Número do item: CM0000975



introdução

O anticorpo policlonal de coelho Phospho-PAK2 (S20) detecta PAK2 fosforilada em amostras humanas, de camundongo e rato por WB e ELISA. Ideal para estudos de sinalização de PAK2, apoptose e regulação do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-PAK2-S20 Rabbit pAb
Observações/Alias	KNO2; PAK65; PAKgamma; Phospho-PAK2-S20
Espécie	Humana
GeneID	5062
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13177
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Bolsa de gelo